

Menicon Z Night

Tagsüber scharf sehen
ohne Brille oder Linsen



Ihre Vorteile

Punkten Sie bei Ihren Kunden

Tagsüber scharf sehen ohne Brille oder Kontaktlinse!

Stellen Sie sich das Staunen und die Begeisterung Ihrer Kunden vor, wenn Sie Ihnen diese Option zur Korrektur ihres Sehfehlers anbieten. Was im Fachchinesisch mit „Ortho K“ bezeichnet wird, bedeutet für Ihre Kunden Freiheit von Brillen und Kontaktlinsen und für Sie hohe Kundenbindung und zusätzlichen Umsatz.



Vorteile der Z Night

- Einfache und schnelle Berechnung, Beurteilung und Kontrolle mit **easyfit**
- Sichere Korrektur durch das besondere Linsen-Design
- Z Material Dk 163*
- Ventilationsbohrung

- ▶ Hohe Erfolgsquote
- ▶ Keine Stippen auf der Hornhaut (bei korrekter Anpassung)
- ▶ Optimale Sauerstoffversorgung der Hornhaut über Nacht
- ▶ Leichtes Absetzen

Einsatzbereich

- Myopie bis -4,00 dpt
- Peripherer Hornhautastigmatismus rectus bis -2,50 dpt
- Peripherer Hornhautastigmatismus inversus bis -1,50 dpt

Ihre Kunden genießen:

- Scharfes Sehen ohne Korrektur auch ohne Lasik
- Freiheit den ganzen Tag
- Keine gereizten Augen, kein Fremdkörper unter den Kontaktlinsen
- Korrektur der Sehstärke während des Schlafs



Wichtige Tipps für Ihre erfolgreiche Anpassung

Keine Verwechslung



Rot = rechte Linse

Blau = linke Linse

Um Verwechslungen vorzubeugen, haben die rechte und linke Linse unterschiedliche Farben.

Pflegeempfehlung:

- Täglich MeniCare Pure
- Wöchentlich Progent



Topographie

- ▶ **Der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihrer Z Night Anpassungen.**
- Raum abdunkeln
- Mehrere Messungen machen
Ideal: 3 Messungen
- Kunden immer auf Lidschläge hinweisen
- Augen weit öffnen lassen
- Bei schlechtem Tränenfilm Nachbenetzer nutzen, dann einige Minuten bis zum Messen warten

Ideal 75 % Messpunkte

Bulls eye

- ▶ **Ziel der Anpassung für eine optimale Korrektur.**
- Korrigierte Zone wie erwartet
- Zentrierung wie erwartet
- Überrefraktion wie erwartet

Es sollten keine Überrefraktionen zu finden sein, die höher als -0,50 sind.

Bitte beachten Sie unseren ausführlichen Anpass-Leitfaden (separat erhältlich)


Tragepause

- ▶ Es sollte keine Veränderung der Hornhaut durch zuvor getragene Linsen mehr vorliegen.

Empfohlene Tragepausen (erfahrungsgemäß):

- Weiche Linsen: ca. 3 Tage (je nach Material)
- Formstabile Linsen: bis zu 4 Wochen

Tipp: Stellen Sie Träger von formstabilen Linsen für einige Wochen auf weiche Tageslinsen um. Die Tragepause ist dann viel kürzer.



Myopiemanagement

Ursachen der Myopieprogression:

- ▶ Genetik
- ▶ Umweltfaktoren
- ▶ Leistungsfähigkeit des Visuellen Systems

Ziel des Myopiemanagements:

- ▶ Längenwachstum des Auges bremsen*
- ▶ Die Bildschale in der Peripherie der Netzhaut, die verantwortlich für das Längenwachstum ist, soll vor die Netzhaut geholt werden**

*Investigative ophthalmology & Visual Science, November 2005, Vol. 45, No. 11;

**Optometry and Vision Science, vol 83, No. 9, September 2006

Menicon
BLOOMTM

Menicon BloomTM Myopia Control Management System

Ganzheitliches Konzept für das Myopie Management mit Kontaktlinsen.

Infos auf www.menicon.de

