Menicon Z Night

Einverständniserklärung

Menicon

Menicon Z Night

Einverständniserklärung

Sie haben sich für Menicon Z Night Kontaktlinsen für die Myopiekorrektur entschieden. Eine gute Entscheidung.
Sie tragen die Menicon Z Night Linsen während Sie schlafen. Tagsüber genießen Sie eine klare Sicht, ohne eine Sehhilfe tragen zu müssen.

Mit dieser Erklärung soll sichergestellt werden, dass Sie alle wichtigen Informationen erhalten und verstanden haben, die zum sicheren und erfolgreichen Tragen von Menicon Z Night Kontaktlinsen nötig sind.

Auf der nächsten Seite finden Sie wichtige Punkte, die Ihr Kontaktlinsenspezialist oder Ihre Kontaktlinsenspezialistin mit Ihnen besprechen wird. Bitte unterschreiben Sie die Einverständniserklärung, wenn alle Punkte geklärt sind und Sie alles verstanden haben.

☐ Ich verstehe die Hinweise meines Kontaktlinsenspezialisten in Bezug auf das Tragen und die Pflege meiner Kontaktlinsen, einschließlich der in diesem Dokument genannten spezifischen Empfehlungen.

Datum: .....

Name des Kontaktlinsenträgers: .....

Name des Kontaktlinsenspezialisten: .....

Unterschrift des Kontaktlinsenträgers: .....

Unterschrift des Kontaktlinsenspezialisten: .....

Sind Sie unter 18 Jahre? In diesem Fall muss ein Elternteil/Ihr Vormund unterschreiben.

Name des Elternteils/Vormunds: .....

Unterschrift des Elternteils/Vormunds: .....

Menicon Z Night

Der Kontaktlinsenträger/die Eltern/der Vormund wurde/wurden vollständig auf die nachstehenden Punkte hingewiesen und versteht/verstehen diese:

Sie erhalten formstabile Kontaktlinsen, die Ihre Myopie (Kurzsichtigkeit) korrigieren und während des Schlafs getragen werden.

Die Menicon Z Night Linsen verändern die Form Ihrer Hornhaut so, dass Sie tagsüber ohne Brille oder Kontaktlinsen scharf sehen können. Diese Veränderung der Hornhaut ist reversibel. Dies wird auch als Orthokeratologie bezeichnet.

1. Gebrauchsanweisung für die Menicon Z Night

☐ Sie verstehen folgende Punkte:

- Die Menicon Z Night Linsen müssen regelmäßig im Schlaf getragen werden. Der genaue Trageplan wird von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten festgelegt.
- Werden die Kontaktlinsen nicht regelmäßig getragen, kann dies den Erfolg der Korrektur beeinträchtigen.
- Jedes Auge reagiert anders. Daher kann der Erfolg mit der Menicon Z Night nicht vorhergesagt werden.
- Das Tragen von Kontaktlinsen im Allgemeinen und insbesondere auch über Nacht ist mit gewissen Risiken verbunden (siehe Beipackzettel).
- Zur Korrektur der Myopie gibt es alternative Möglichkeiten.
- Wie Sie sicherstellen, dass sich Ihre Kontaktlinsen ausreichend gut auf dem Auge bewegen, bevor Sie sie absetzen.
- Wie Sie Ihre Kontaktlinsen reinigen und aufbewahren.
- Sollten Sie sich entschließen, diese Kontaktlinsen nicht weiter zu verwenden, benötigt Ihre Hornhaut ein wenig Zeit, um wieder die ursprüngliche Form anzunehmen.

2. Kontaktlinsenhygiene

☐ Sie wissen, dass die korrekte Handhabung der Kontaktlinsen sowie deren Pflege von großer Bedeutung sind, um die Funktionsfähigkeit der Linsen und Ihre Augengesundheit zu erhalten:

- Waschen und trocknen Sie immer Ihre Hände, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen berühren.
- Reinigen Sie Ihre Kontaktlinsen mit der empfohlenen Reinigungslösung für Kontaktlinsen.
- Bewahren Sie Ihre Kontaktlinsen in einem Kontaktlinsenbehälter auf, den Sie täglich mit frischer Reinigungslösung füllen.
- Reinigen Sie Ihren Kontaktlinsenbehälter täglich.
- Erneuern Sie den Kontaktlinsenbehälter immer dann, wenn Sie eine neue Flasche Reinigungslöung öffnen - mindestens jedoch alle drei Monate.
- Vermeiden Sie die Verunreinigung Ihrer Kontaktlinsen mit Kosmetika und Cremes.
- Bewahren Sie Ihre Kontaktlinsen immer in frischer Reinigungslösung auf.
- Verwenden Sie niemals Leitungswasser für die Reinigung, die Aufbewahrung oder zum Aufsetzen Ihrer Kontaktlinsen.

3. Empfohlene Reinigungslösung für Kontaktlinsen.

☐ Sie kennen die folgenden Pflegemittel-Empfehlungen:

- Für die tägliche Verwendung: Die Multifunktionslösung MeniCare Pure.
- Für die wöchentliche Intensivreinigung: Menicon Progent.

4. Verminderte Sehschärfe während der ersten Tage und Wochen.

☐ Sie wissen, dass Folgendes passieren kann:

- Möglicherweise ist Ihre Sehschärfe während der ersten Tage nicht so gut, wie Sie das erwartet haben. In einigen Fällen kann es bis zu drei Wochen dauern, bis die gewünschte Sehschärfe erreicht ist.
- Möglicherweise wird Ihre Sehschärfe während der ersten Tage im Lauf des Tages schwächer. Sollte das der Fall sein, fragen Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten, ob Sie Ihre Linsen auch schon vor dem Schlafengehen aufsetzen können, um besser sehen zu können.
- Es ist möglich, dass in den ersten Tagen Halos oder Blendungserscheinungen auftreten.

☐ Trotz sehr sorgfältiger Messung ist es möglich, dass die Menicon Z Night Linsen nicht den erwarteten Erfolg erzielen. Sprechen Sie in diesem Fall mit Ihrem Kontaktlinsenspezialisten.

5. Schwankende Sehleistung während der ersten Tage und Wochen

☐ Sie wissen, dass die Sehleistung während der ersten Tage und Wochen schwanken kann. Dies sollte sich stabilisieren, sobald die Myopie komplett korrigiert ist. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktlinsen regelmäßig sorgfältig gereinigt werden.

6. Vorübergehende Unterbrechung des Tragens der Kontaktlinsen

☐ Sie wissen, dass Sie in den folgenden Fällen sofort mit dem Tragen der Kontaktlinsen aufhören und sich an Ihren Kontaktlinsenspezialisten wenden müssen:

- Sie haben Augenreizungen oder Schmerzen am Auge
- Es treten Augenrötungen auf
- Die Sehqualität verringert sich plötzlich

7. Jährlich neue Kontaktlinsen

☐ Sie wissen, dass Menicon Z Night Kontaktlinsen jährlich erneuert werden müssen. So wird sichergestellt, dass die Kontaktlinsen dauerhaft funktionieren und Ihre Augen gesund bleiben.

8. Nehmen Sie die mit Ihrem Kontaktlinsenspezialisten vereinbarten Kontrolltermine wahr

Ihre Augen und die Kontaktlinsen werden regelmäßig überprüft. Ihr Kontaktlinsenspezialist hat Sie auf die empfohlenen Kontrolltermine hingewiesen.

Termin	Datum
Erstmessung	
Abholung der Kontaktlinsen	
Kontrolle nach der 1. Nacht	
Kontrolle nach der 1. Woche	
Kontrolle nach der 3. Woche	
Kontrolle nach dem 6 Monat	
Kontrolle nach einem Jahr	

9. Kosten und Bedingungen

☐ Die Kosten der Versorgung mit den Menicon Z Night Linsen und für deren jährliche Erneuerung sind Ihnen bekannt. Zudem sind Sie auch mit den Zahlungsbedingungen vertraut.

10. Datenschutz

☐ Hiermit bestätigen Sie Ihr Einverständnis, dass Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Auftragsabwicklung verarbeitet werden dürfen. Weitere Einzelinformationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erhalten Sie auf Wunsch bei Ihrem Kontaktlinsenspezialisten.