



**MENICON**  
means  
**more.**



**kontaktlinsen**  
**FREUDE**

# Miru

Produktübersicht

## Miru 1day UpSide

### Premium Silikon-Hydrogel Tageslinse

sphärisch, torisch, multifokal



Mehr Details




E-Learning

- Genial: weich und komfortabel wie eine Hydrogellinse, gesund und stabil wie eine SiHy-Linse
- Gleichbleibend dünner Rand über alle Stärken: gleicher Komfort auf beiden Augen
- **Torisch:** Stabiles Sehen, hoher Komfort. Die Linse sitzt automatisch korrekt, egal wie sie aufgesetzt wird
- **Multifokal:** Schnelle Eingewöhnung und gutes Sehen in allen Entfernungen

### Spezifikationen

Material: Silikon-Hydrogel (Midafilcon A)  
 Technologie: MeniSilk™ Air, NanoGloss™ Pro  
 Wassergehalt: 56 %  
 Dk/t @ -3,00 dpt: 91 (sphärisch und multifokal)  
 Dk/t @ -3,00 dpt: 80 (torisch)

Mittendicke: 0,08 mm @ -3,00 dpt  
 Handlingstint: blau  
 Modulus: 0,36mPa  
 UV-Schutz: Klasse 2



### SMART TOUCH™

Die Linse liegt immer richtig herum, mit der Außenfläche nach oben.



## Miru 1day Flat Pack

### Hydrogel Tageslinse

sphärisch, torisch, multifokal



Mehr Details



E-Learning

- Ultradünner Blister (nur 1mm): sieht cool aus, ist praktisch und passt in jede Hosentasche - perfekt für spontanes Tragen im Wechsel mit der Brille
- Gute Benetzung und ultradünner Rand gewährleisten optimalen Tragekomfort
- Umweltfreundlich - 80% weniger Verpackungsmüll
- **Torisch:** Stabiles Sehen, hoher Komfort. Die Linse sitzt automatisch korrekt, egal wie sie aufgesetzt wird
- **Multifokal:** Schnelle Eingewöhnung und gutes Sehen in allen Entfernungen

### Spezifikationen

Material: Hydrogel (Hioxifilcon A)  
 Technologie: CENTRAFORM™  
 Wassergehalt: 57 %  
 Dk/t @ -3,00 dpt: 25  
 Mittendicke: 0,10 mm @ -3,00 dpt

Handlingstint: hellblau  
 Design:  
 Sphärisch: asphärisch  
 Torisch: biasphärisch  
 Multifokal: biasphärisch

## Miru 1month

### Silikon-Hydrogel Monatslinsen

sphärisch, torisch, multifokal, multifokal torisch



Mehr Details



E-Learning

- Gesunde, weiße Augen und sorgloses Tragen<sup>1,2,3</sup>
- Gleichbleibend dünner Rand über alle Stärken: gleich hoher Komfort auf beiden Augen
- Nanometergenaue Präzision, hervorragendes Sehen
- **Torisch:** Klares, stabiles Sehen. Kleiner Durchmesser
- **Multifokal:** Ausgezeichnetes Kontrastsehen. HIGH: dezentrierte Nahzone für hohe Sehansprüche in der Nähe bei hohen Additionen

### Spezifikationen

Material: Silikon-Hydrogel (Asmofilcon A)

Technologie: MeniSilk™, NanoGloss™

Wassergehalt: 40 %

Dk/t @ -3,00 dpt: 161

Mittendicke: 0,08 mm @ -3,00 dpt

Handlingstint: blau

## Unsere Pflegeempfehlung

### OXIcare

Einstufiges Peroxidsystem (3 %) mit Platinkatalysator  
Für alle Linsen geeignet



Mehr Details



### Saline

Kochsalzlösung  
Für alle Linsen geeignet



Packungsgrößen: 1 x 360ml, 1 x 100ml

Zum Reinigen, Desinfizieren, Neutralisieren und Aufbewahren aller Kontaktlinsen. Entfernt Proteine. Ideal für Silikon-Hydrogel-Linsen. Auch für formstabile Linsen geeignet.

Packungsgrößen: 1 x 360ml, 1 x 100ml

### BIOcare

Premium All in One Lösung mit natürlichen Inhaltsstoffen  
Für empfindliche Augen geeignet



Zum Reinigen, Desinfizieren, Aufbewahren, Abspülen, Benetzen aller weichen Kontaktlinsen. Entfernt Proteine. Extrakte aus der Natur unterstützen die Desinfektionsleistung und verleihen hohen Komfort.

Packungsgrößen: 2 x 360ml, 1 x 360ml, 1 x 100ml

# Menicon - Dein Partner für alle Kontaktlinsen

Wir sind für Dich da:

**Mail:** kundenservice@menicon.de

**Fon:** Bestellungen: +49 (0)69 840 008-10

Anpassberatung: +49 (0)69 840 008-56



## Downloads

Marketing Materialien, Packungsabbildungen, Produktinfos, Videos, Social Media Posts

[www.menicon-news.de/downloads](http://www.menicon-news.de/downloads)



## Menicon Blog für Kontaktlinsenanpasser

Interessantes und Neuigkeiten rund um die Kontaktlinse

[www.menicon-news.de/blog](http://www.menicon-news.de/blog)



## Menicon Lernangebot

Informationen und Anmeldungen auf


[www.menicon-news.de/lernwelt](http://www.menicon-news.de/lernwelt)



## Produktinfos

Informationen über die Miru Austauschlinsen

<https://www.menicon.de/professional/miru-austauschlinsen/>



## Kontaktlinsenberatung

Mach Deine Kunden "reif für die Linse"

<https://www.menicon-news.de/beratung-175-de>



MS/BMIRUDE/006