

MENICON
means
more.

Für jeden Bedarf die richtige Linse

	Premium SiHy-Monatslinsen	Premium SiHy-Tageslinsen	Hydrogel Tageslinsen
			
	Miru 1month Menicon	Miru 1day UpSide	Miru 1day Menicon Flat Pack
Geometrien	Sphärisch, torisch, multifokal, multifokal torisch	Sphärisch, torisch, multifokal	Sphärisch, torisch, multifokal
Tragemodus	Tägliches Tragen, monatlicher Austausch	Einmaliges Tagestragen	
Empfehlung	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßiges Tragen • Längere Tragezeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • Gelegentliches bis regelmäßiges Tragen • Längere Tragezeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • Gelegentliches Tragen • Kürzere Tragezeiten
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • Gesundes Linsentragen durch Super Dk/t 161 über alle Stärken und Geometrien • Gut benetzte Linsen und dauerhaft hohen Komfort durch die ultraglatte, ablagerungsresistente Oberfläche 	 <p>SMÂRT TOUCH™ Die Linse liegt immer richtig herum, mit der Außenfläche nach oben. 2x schneller aufgesetzt¹</p> 	
Vorteile für den Träger	<ul style="list-style-type: none"> • Beidseitig gleich hoher Komfort durch gleichbleibend dünnen Rand über alle Stärken und Geometrien • Sphärisch: optimaler Sitz durch zwei Basiskurven • Torisch: klares, stabiles Sehen. Einfache Handhabung durch kleinen Durchmesser • Multifokal: schnelle Eingewöhnung • HIGH: gutes Sehen in der Nähe bei hohen Additionen durch dezentrierte Nahzone • Multifokal torisch: gute Korrektur für Jungpresbyope zum günstigen Preis 	<ul style="list-style-type: none"> • Genial: weich und komfortabel wie eine Hydrogellinse, gesund und stabil wie eine SiHy-Linse • Beidseitig gleich hoher Komfort durch gleichbleibend dünnen Rand über alle Stärken und Geometrien • Torisch: stabiles, komfortables Sehen. Einfache Handhabung: Linse stabilisiert nach dem Aufsetzen automatisch • Multifokal: 95 % Anpasserfolg mit der ersten Linse³, schnelle Eingewöhnung 	<ul style="list-style-type: none"> • Ultradünner Blister (nur 1mm): cool, praktisch, umweltfreundlich (80 % weniger Müll²) • Optimaler Tragekomfort durch gute Benetzung und ultraflachen Rand • Torisch: stabiles, komfortables Sehen. Einfache Handhabung: Linse stabilisiert nach dem Aufsetzen automatisch • Multifokal: schnell angepasst, schnelle Eingewöhnung, hohe Sehqualität • Die perfekte Linse für spontanes Tragen im Wechsel mit der Brille




















Weitere Informationen:



1. Menicon data on file, 2017
2. Menicon data on file, based on comparison vs traditional 1day product.
3. Menicon data on file, 2021. Daily contact lens clinical study (n=19)

MENICON
means
more.

Lieferbereiche

	Premium SiHy-Monatslinsen	Premium SiHy-Tageslinsen	Hydrogel Tageslinsen
			
	Miru 1month Menicon	Miru 1day UpSide	Miru 1day Menicon Flat Pack
sphärisch	BC 8,3 (Standard) / 8,6 mm Ø 14,00 mm	BC 8,4 mm Ø 14,20 mm	BC 8,6 mm Ø 14,20 mm
Sphäre	-13,00  -6,00  +6,00 nicht in plan erhältlich	-13,00  -6,00  +6,00 nicht in plan erhältlich	-10,00  -6,00  +4,00 nicht in plan, -0,25 und +0,25 erhältlich
torisch	BC 8,6 mm Ø 14,00 mm	BC 8,4 mm Ø 14,20 mm	BC 8,6 mm Ø 14,50 mm
Sphäre	-10,00  -6,00  +4,00	-10,00  -6,00  plan	-10,00  -6,00  +2,00
Zylinder	-0,75; -1,25; -1,75; -2,25 dpt (-2,25 dpt nur 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°)	-0,75; -1,25; -1,75 dpt	-0,75; -1,25; -1,75 dpt (-1,75 dpt nur 180°)
Achse	Rundum in 10°-Abst.	Rundum in 10°-Abst.	15°, 90°, 165°, 180°
multifokal	BC 8,6 mm Ø 14,20 mm	BC 8,4 mm Ø 14,20 mm	BC 8,4 mm Ø 14,40 mm
Sphäre	-13,00  -6,00  +6,00	-10,00  -6,00  +5,00	-10,00  -6,00  +4,00
Addition	LOW; HIGH	LOW; HIGH	LOW
multifokal torisch	BC 8,6 mm Ø 14,20 mm		
Sphäre	-10,00  -6,00  plan		
Zylinder	-0,75; -1,25		
Achse	90°; 180°		
Addition	LOW		
Verpackungsgrößen	3er-Box 6er-Box multifokal torisch nur als 6er-Box erhältlich	30er-Box 3×30er-Box	30er-Box 3×30er-Box

 0,50 dpt-Abstufung  0,25 dpt-Abstufung